

## Générateur d'azote Genius 1052

Application: Modulateurs GCxGC


Numéro de pièce: 10-9556



### La description

Pour les applications nécessitant de chauffer ou de refroidir de l'azote, le Genius 1052 est équipé de la technologie très efficace de lit de charbon moléculaire pour vous fournir un azote gazeux propre. Développé sur la base de modulateur GCxGC, ce modèle peut être utilisé avec une large gamme d'applications nécessitant l'apport d'azote similaire.

- **Types de gaz** Azote
- **Compresseur intégré:** Oui
- **Types d'application:** Modulateurs GCxGC



### Principales caractéristiques

- La double sortie de gaz fournit du gaz de chauffage et de refroidissement
- La technologie innovante CMS et PSA garantit des performances élevées
- Solution basée sur un compresseur, pas besoin d'alimentation en air externe
- Configuration minimale requise
- Source d'azote gazeux très économique avec de faibles coûts d'exploitation à vie
- La dernière génération de compresseurs situés dans une chambre isolée réduisant le bruit et les vibrations
- Indication de service pour permettre la planification de la maintenance préventive
- Le gaz est fourni sur demande afin que le générateur fonctionne selon votre horaire
- Les roues facilitent la manœuvre du générateur dans le laboratoire
- Garantie complète sur site de 12 mois

## Spécifications techniques

### Générateur d'azote Genius 1052

Type de gaz	Azote
Débit de gaz max:	20L/min
Pression de sortie max:	30psi/2,1bar
Type de gaz	Azote
Débit de gaz max:	12L/min
Pression de sortie max:	20psi/1,4bar
Pression de sortie max:	30psi/2,1bar
Consommation d'eau:	TBC
Temps de mise en route:	30 mins
Voltage:	230 ± 10%
Fréquence:	50 / 60 Hz
Courant:	7
Niveau de bruit:	54
Accréditations:	CSA, CE
Taille (HxLxP) mm	713 x 600 x 750 mm
Taille (HxLxP) pouces	28,1 x 23,6 x 29,5 inches
Poids du générateur	120kg / 264lbs

# [PEAK Protected]<sup>TM</sup>

Les générateurs de gaz de Peak Scientific sont une référence internationale de fiabilité, confort et performance en laboratoire. Ils sont couverts par une garantie de 12 mois. Vous pouvez toutefois assurer la **[Protection]** de votre investissement au-delà de cette période, par notre couverture intégrale d'entretien du générateur.

Nos forfaits d'entretien de classe internationale offrent un programme de maintenance préventive tout en vous assurant un accès immédiat à l'assistance technique à travers le monde, ainsi qu'une réponse prioritaire sur site dans l'éventualité peu probable d'une panne

- Pour commander des pièces, visitez : [www.peakscientific.com/ordering/](http://www.peakscientific.com/ordering/)
- Pour les plans de service, visitez : [www.peakscientific.com/service/service-plans/](http://www.peakscientific.com/service/service-plans/)

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

**Peak Scientific UK**  
Tel: +44 (0)141 812 8100  
Fax: +44 (0)141 812 8200

**Peak Scientific SARL**  
Tel: +1-800-767-6532  
Fax: +1-978-608-9503

Pour une liste complète de nos  
emplacements des bureaux, veuillez  
visiter :  
Web: [www.peakscientific.fr](http://www.peakscientific.fr)  
Email: [discover@peakscientific.com](mailto:discover@peakscientific.com)



0003