

Precision Zero Air 30


Gaz d'appoint de flamme à plusieurs instruments GC

Numéro de pièce: 60-0030 (230V) | 60-0031 (110V)



La description

Precision Air Zéro 30L est conçu spécifiquement pour fournir du gaz de support de flamme aux instruments de GC multiples.



Types d'application

Gaz détecteur GC

Generator Details

- **Types de gaz:** Air
- **Compresseur intégré:** Non

Principales caractéristiques

- S'intègre aux produits Precision existants, avec la même conception modulaire et empilable
- Teneur en hydrocarbures (sous forme de méthane) <math>< 0,05 \text{ ppm}</math> pour une pureté à la pointe du marché
- Jusqu'à 30 L / min de Zero Air Jusqu'à 100 psi / 6,9 bar de pression de sortie
- Exigences minimales de maintenance, pas de remplacement coûteux de la chambre de catalyseur
- Risque considérablement réduit de contaminants entrant dans le système et aucun risque de manquer de gaz
- Esthétique élégante et contemporaine et design fonctionnel
- Fonction d'éclairage indicative d'état (préchauffage orange, prêt vert)
- Compatible avec le compresseur d'air de précision
- Garantie complète sur site de 12 mois



Spécifications techniques

Générateur de gaz Precision Zero Air 30L

Type de gaz	Air
Débit de gaz max:	30L/min
Pression de sortie max:	100psi/6,9bar
Teneur en hydrocarbures:	<0.05ppm
Pression de sortie max:	100psi/6,9bar
Raccord de sortie de gaz:	1 x 1/4" BSPP
Pression d'entrée min:	110psi/7,6bar
Pression d'entrée max:	145psi/10bar
Min Air Inlet Flow:	30 L/min
Qualité d'entrée d'air min:	ISO 8573-1:2010 Class 1.4.1 or Precision Air Compressor
Temps de mise en route:	60 mins
Consommation électrique:	1210/1541 W
Voltage:	110 / 230 V
Fréquence:	50 / 60 Hz
Courant:	6.7 - 11 A
Chaleur produite:	5255
Température de fonctionnement max:	35°C / 95°F
Accréditations:	CE,FCC, CSA
Taille (HxLxP) mm	406 x 380 x 540 mm
Taille (HxLxP) pouces	16 x 15 x 21,3 inches
Poids du générateur	41kg / 90,2lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

