


Precision Zero Air 1.5

Numéro de pièce: 60-1500 (230V) | 60-1501 (110V)



La description

Les générateurs d'air zéro Precision sont conçus spécifiquement pour fournir de l'air propre, sec, exempt d'hydrocarbures pour être utilisé comme gaz de support de flamme pour GC aux deux limites de détection standard et oligo.



Types d'application


Gaz détecteur GC

Generator Details

- **Types de gaz:** Air
- **Compresseur intégré:** Non

Principales caractéristiques

- S'intègre parfaitement avec d'autres unités Precision Contenu en hydrocarbures (sous forme de méthane) & lt; 0,05 ppm pour la meilleure pureté du marché
- Exigences minimales de maintenance à vie, pas de remplacement coûteux de la chambre de catalyseur
- Éviter tout risque de contamination par des contaminants dans le système (lors du remplacement des bouteilles vides)
- Aucun risque de manquer d'essence en cours d'analyse
- Compatible avec le compresseur d'air de précision
- Fonction d'éclairage indicative d'état (préchauffage orange, vert prêt)
- Garantie complète sur site de 12 mois



Spécifications techniques

Générateur de gaz Precision Zero Air 1.5

Type de gaz	Air
Débit de gaz max:	1.5L/min
Pression de sortie max:	80psi/5,5bar
Teneur en hydrocarbures:	<0.05ppm
Pression de sortie max:	80psi/5,5bar
Raccord de sortie de gaz:	1 x 1/4" BSPP
Pression d'entrée min:	90psi/6,2bar
Pression d'entrée max:	145psi/10bar
Min Air Inlet Flow:	1.5
Qualité d'entrée d'air min:	ISO 8753-1:2010 Class 1.4.1 or Precision Air Compressor
Temps de mise en route:	60 mins
Consommation électrique:	220 - 230 W
Voltage:	110 / 230 V
Fréquence:	50 / 60 Hz
Courant:	1 - 2 A
Chaleur produite:	785
Accréditations:	CE, FCC, CSA
Taille (HxLxP) mm	156 x 380 x 540 mm
Taille (HxLxP) pouces	6,1 x 15 x 21,3 inches
Poids du générateur	16kg / 35,2lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

