

AMD 200

Sécheur à membrane d'air

Numéro de pièce: 3302252




La description

Capable de débits jusqu'à 200 L / min, le dessiccateur à membrane AMD 200 est compatible avec n'importe quelle source d'air comprimé, offrant un incontournable compact et léger pour tout laboratoire moderne nécessitant de l'air de qualité instrument. Sans pièces mobiles, AMD 200 est effectivement silencieux en fonctionnement. Ce sécheur a également des besoins d'entretien très faibles, fournissant une source rentable d'air propre et sec de qualité instrument à partir de votre alimentation en air comprimé existante pour le laboratoire.



Types d'application

LC-MS nécessitant de l'air sec
Autres applications de laboratoire nécessitant de l'air sec



Generator Details

- **Types de gaz:** Air
- **Compresseur intégré:** Non

Principales caractéristiques

- Débit variable jusqu'à 200 L / min
- Pression variable jusqu'à 120 psi
- Air de qualité instrument propre et sec
- Conception compacte et peu encombrante
- Fonctionnement totalement silencieux
- L'absence de pièces mobiles signifie des exigences de maintenance minimales et garantit un fonctionnement de longue durée 24h / 24 et 7j / 7 avec des performances optimales si nécessaire
- Le générateur doit uniquement être connecté à la source d'air et à l'application

Spécifications techniques

	AMD 200
Type de gaz	Air
Débit de gaz max:	200L/min
Pression de sortie max:	120psi/8,3bar
Pression de sortie max:	120psi/8,3bar
Pureté max:	99,50%
Raccord de sortie de gaz:	1 x 1/4 " BSPP
Pression d'entrée min:	110psi/7,6bar
Pression d'entrée max:	145psi/10bar
Qualité d'entrée d'air min:	ISO 8753-1:2010 Class 1.4.1
Température de fonctionnement max:	35°C / 95°F
Phtalates:	Phthalate & BHT Free
Taille (HxLxP) mm	425 x 405 x 168 mm
Taille (HxLxP) pouces	16,7 x 15,9 x 6,6 inches
Poids du générateur	8kg / 17,6lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

