

Corona Nitrogen 1010

Application: Thermo Fisher Scientific Corona Veo CAD, Dionex ERS / Vanquish CAD

Numéro de pièce: 81-4000 (110v/230v)



La description


Notre dispositif Corona 1010 a été conçu pour respecter les spécifications des détecteurs d'aérosols chargés Corona Veo et des instruments Vanquish de Thermo Scientific. Ce générateur est disponible sous forme de système d'azote indépendant destiné aux laboratoires dotés d'un système d'approvisionnement en air externe ou munis d'un compresseur d'air empilable, sans approvisionnement en air externe.

- **Types de gaz** Azote
- **Compresseur intégré:** Non
- **Types d'application:** Thermo Fisher Scientific Corona Veo CAD, Dionex ERS / Vanquish CAD



Principales caractéristiques

- Convient aux applications nécessitant de l'azote de haute pureté
- Disponible avec ou sans compresseur externe
- Solution dédiée pour les instruments Corona et Vanquish de Thermo Scientific
- Une technologie de membrane éprouvée et testée fournit de l'azote de qualité laboratoire
- Le gaz est fourni sur demande afin que le générateur fonctionne selon votre programme. Garantie complète de 12 mois sur site



Spécifications techniques

	Corona Nitrogen 1010
Type de gaz	Azote
Débit de gaz max:	5L/min
Pression de sortie max:	80psi/5,5bar
Pression de sortie max:	80psi/5,5bar
Pureté max:	>98%
Pression d'entrée min:	110psi/7,6bar
Pression d'entrée max:	130psi/9bar
Min Air Inlet Flow:	30
Qualité d'entrée d'air min:	ISO 8753-1:2010 Class 1.4.1
Temps de mise en route:	5 mins
Consommation électrique:	up to 23 VA
Voltage:	100- 230 V
Fréquence:	50 / 60
Courant:	0.1 A
Chaleur produite:	up to 78 BTU
Température de fonctionnement max:	35°C / 95°F
Particules:	<0.1µm
Niveau de bruit:	0
Accréditations:	CE, FCC, CSA
Taille (HxLxP) mm	156 x 417 x 540 mm
Taille (HxLxP) pouces	6,1 x 16,4 x 21,3 inches
Poids du générateur	12kg / 26,4lbs

[PEAK Protected]TM

Les générateurs de gaz de Peak Scientific sont une référence internationale de fiabilité, confort et performance en laboratoire. Ils sont couverts par une garantie de 12 mois. Vous pouvez toutefois assurer la **[Protection]** de votre investissement au-delà de cette période, par notre couverture intégrale d'entretien du générateur.

Nos forfaits d'entretien de classe internationale offrent un programme de maintenance préventive tout en vous assurant un accès immédiat à l'assistance technique à travers le monde, ainsi qu'une réponse prioritaire sur site dans l'éventualité peu probable d'une panne

- Pour commander des pièces, visitez : www.peakscientific.com/ordering/
- Pour les plans de service, visitez : www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific SARL
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Pour une liste complète de nos
emplacements des bureaux, veuillez
visiter :
Web: www.peakscientific.fr
Email: discover@peakscientific.com



0003