

Générateur d'azote Genius 1022

Application: Q Exactive LC-MS/MS


Numéro de pièce: 10-6022



La description

Le Genius 1022 a été conçu pour fournir un débit à une pression élevée conformément aux normes des instruments LC-MS/MS de Shimadzu et de Thermo Scientific.

- **Types de gaz** Azote
- **Compresseur intégré:** Oui
- **Types d'application:** Q Exactive LC-MS/MS



Principales caractéristiques

- Fournit jusqu'à 32 L / min d'azote à 116 psi
- Solution basée sur un compresseur, pas besoin d'alimentation en air externe
- Configuration minimale requise Source d'azote gazeux très économique avec de faibles coûts d'exploitation à vie
- Compresseurs de dernière génération de haute spécification situés dans une chambre isolée, réduisant le bruit et les vibrations
- Indication de service pour permettre la planification de la maintenance préventive
- Le gaz est fourni sur demande afin que le générateur fonctionne selon votre programme. Garantie complète de 12 mois sur site

Spécifications techniques

Générateur d'azote Genius 1022

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Type de gaz | Azote |
| Débit de gaz max: | 32L/min |
| Pression de sortie max: | 116psi/8bar |
| Pression de sortie max: | 116psi/8bar |
| Raccord de sortie de gaz: | 1x 1/4" BSPP |
| Temps de mise en route: | 30 mins |
| Consommation électrique: | Up to 1680 VA |
| Voltage: | 230 ± 10% V |
| Fréquence: | 50 / 60 Hz |
| Courant: | 7 A |
| Chaleur produite: | 5729 BTU |
| Température de fonctionnement max: | 35°C / 95°F |
| Particules: | <0.01µm |
| Accréditations: | CSA, FCC, CE |
| Taille (HxLxP) mm | 713 x 600 x 750 mm |
| Taille (HxLxP) pouces | 28,1 x 23,6 x 29,5 inches |
| Poids du générateur | 95kg / 209lbs |

[PEAK Protected]TM

Les générateurs de gaz de Peak Scientific sont une référence internationale de fiabilité, confort et performance en laboratoire. Ils sont couverts par une garantie de 12 mois. Vous pouvez toutefois assurer la **[Protection]** de votre investissement au-delà de cette période, par notre couverture intégrale d'entretien du générateur.

Nos forfaits d'entretien de classe internationale offrent un programme de maintenance préventive tout en vous assurant un accès immédiat à l'assistance technique à travers le monde, ainsi qu'une réponse prioritaire sur site dans l'éventualité peu probable d'une panne

- Pour commander des pièces, visitez : www.peakscientific.com/ordering/
- Pour les plans de service, visitez : www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific SARL
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Pour une liste complète de nos
emplacements des bureaux, veuillez
visiter :

Web: www.peakscientific.fr
Email: discover@peakscientific.com



0003